



Careva Haltungsgurtsystem –  
sicher unterwegs.



## Careva Haltungsgurtsystem

Careva ist ein vielseitig konfigurierbares Haltungsgurtsystem, das an jedem Sitz montiert werden kann, sofern sich zwischen Sitz und Rückenlehne eine Öffnung befindet. Sie können Careva als Basis-, Brust-, Becken- oder als Kombigurt verwenden.

### Careva Basisgurt

Das Grundelement des Careva Gurtsystems ist der senkrecht verlaufende Basisgurt, der zuerst montiert werden muss. Danach können weitere Gurte in den Basisgurt eingezogen werden.

### Careva Brustgurt

Der Brustgurt dient zur Fixierung des Oberkörpers, sodass die Person nicht nach vorn oder zur Seite kippen kann.

### Careva Beckengurt

Der T-Beckengurt fixiert das Becken, sodass die Person nicht nach vorn rutschen kann. Er kann auch zur Fixierung sehr unruhiger Mitfahrer verwendet werden.

### Careva Kombigurt

Der Kombigurt hält den Oberkörper aufrecht und verhindert, dass der Unterkörper nach vorn rutscht. Das Kit enthält einen Basisgurt.

- ✓ Vielseitig konfigurierbar
- ✓ Erhältlich in den Größen S, M und L
- ✓ Keine Veränderungen am Sitz erforderlich  
Einfache Montage
- ✓ Passend für alle Sitze mit Zwischenraum zwischen Sitzfläche und Rückenlehne



Careva Brustgurt



Careva Beckengurt




Careva Kombigurt

HINWEIS: der Careva Kombigurt ist kein Ersatz für den Fahrzeugsicherheitsgurt.

HINWEIS: Das Haltungsgurtsystem ist nicht mit dem Sitz Carony kompatibel.

 0800 700 9 800\*

 044 928 30 10

 0800 700 680

[info@kirchhoff-mobility.com](mailto:info@kirchhoff-mobility.com)



Mitglied des Verbandes der Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Personen e.V. und der European Mobility Group



Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert

[www.kirchhoff-mobility.com](http://www.kirchhoff-mobility.com)

\*Kostenlos aus dem deutschen Festnetz.  
Die im Prospekt gemachten Angaben und technische Daten sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. KIRCHHOFF Mobility haftet nicht für Schreib- oder Datenübermittlungsfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Im Prospekt können Bilder mit optionalen Zubehör gezeigt werden.